



**MEDSET PC-EKG FLASHLIGHT INKL.  
PATIENTENDIAGNOSESYSTEM PADSY FÜR  
WINDOWS MIT RUHE EKG SOFTWARE**

**SKU:** B012012

zzgl. [Versandkosten](#)

Inkl. Software  
gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

PC-EKG ( EKG GERÄT )  
MEDSET

### **FLASHLIGHT**

#### **Mitgelieferte Zubehör**

Zubehör : EKG-Elektroden ( keine Sauganlage ) Ekg  
Gebrauchsanweisung ( kopie )  
PADSY LIZENZ VERSION 6. ( EKG VERMESSUNG , HES-Interpretation )  
PC Interfacekabel  
04 EKG klammern

























## 6 Brustwandelektroden

### 12-Kanal-EKG in höchster Qualität



Mit FLASHLIGHT wird viel EKG auf dem Monitor während der Aufnahme und der Analyse angezeigt. Dies geschieht in der 3, 6, oder 12 Kanal Darstellung. Zusätzlich werden die wichtigsten Informationen wie Herzfrequenz, Vorschub und Filterung angezeigt. Der FLASHLIGHT-Sensor liefert das EKG originalgetreu, in Sequenzen von 10, 20, 30 und 60 sek. Streifen. Das Original EKG wird gespeichert und die Filter können online oder nachträglich eingestellt werden.



-    12-Kanal-EKG-Darstellung
-    integriertes Notfall-EKG
-    Automatische Elektrodenkennung
-    Schrittmacher-Spike-Erkennung
-    QRS-Komplexe aller 12 Ableitungen
-    Vergrößerter Mittelwertkomplex
-    Autom. Herz-Lagetypbestimmung
-    12 bit Auflösung, 500 Hz Abtastrate

Differenzbesteuerte Ware nach §25a UStG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03



0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

