



MIELE G 7882 CD - REINIGUNGSAUTOMAT - DESINFEKTIONSAUTOMAT

SKU: J042014

zzgl. [Versandkosten](#)

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental](#)
[und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

14.00

Spülmaschine / Desinfektor für den Einsatz in Praxis, Krankenhaus, Labor, etc. Das Gerät ist in Topzustand.

AN-Sets: E 435/2 TA

DIN-Siebe: 4/E 327 plus 4 E 142

Steuerung

MTN Multitronic Novo plus
elektronische Steuerung mit

10 Programmen;

div. Spülparameter veränderbar;



Programmablaufanzeige und Anzeige von
Störungen;
Anzeige von Temperatur und Laufzeit

Ausstattung

Spülraum/Edelstahl für 2-Etagennutzung;
Spülarme/Edelstahl;
Ankupplungssystem für Oberkörbe/Wagen;
4fach Filtersystem;
UP Umwälzpumpe Qmax. 400 l/min;
AP Ablaufpumpe;
DK Dampfkondensator/Sprühnebel;
ET elektrische Türverriegelung;
PASI Programmausfallsicherung;
SU Summer;
SST Schnittstelle zur Prozessdokumentation;
TA Trocknungsaggregat/Radialgebläse;
WES Wasserenthärter

Beheizung

Elektro

Dosiertechnik

1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger;
1 Dosiergerät/Tür für fl. Medien;
1 Dosierpumpe 10/30 für fl. saure Medien;
1 Dosierpumpe 60/30 für fl. Reiniger; 2 Vorratsbehälter a 5l;
Anschluss für DOS-Modul:



DOS G 60 Dosiergerät für fl. Medien

Spültechnik

Frischwassersystem;
thermische Desinfektion bei 93°C mit
10 Minuten Haltezeit;
Ankupplungssystem für Oberkörbe,
Oberkörbe/Injektor und div. Wagen

Bauform

Frontladegerät mit Klapptür;
Unterbau-/Standgerät ohne Deckel;
schräge Blende;
Außenverkleidung:
AE Außenverkleidung Edelstahl;
H 820, B 900, T 700 mm

Prüf- und Kennzeichen

VDE, EMV/Funkschutz, DVGW,
CE 0366, IP X1

Normal

0

21

false

false



false

DE

X-NONE

X-NONE

```
/* Style Definitions */  
table.MsoNormalTable  
{mso-style-name:"Normale Tabelle";  
mso-tstyle-rowband-size:0;  
mso-tstyle-colband-size:0;  
mso-style-noshow:yes;  
mso-style-priority:99;  
mso-style-parent:"";  
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;  
mso-para-margin-top:0cm;  
mso-para-margin-right:0cm;  
mso-para-margin-bottom:10.0pt;  
mso-para-margin-left:0cm;  
line-height:115%;  
mso-pagination:widow-orphan;  
font-size:11.0pt;  
font-family:"Calibri","sans-serif";  
mso-ascii-font-family:Calibri;  
mso-ascii-theme-font:minor-latin;  
mso-hansi-font-family:Calibri;  
mso-hansi-theme-font:minor-latin;  
mso-fareast-language:EN-US;}
```

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

