



10 X OLYMPUS MAJ-1608 INSTR CHANNEL WATER TUBE OFP-2 BIOPSY IRRIGATOR

SKU: B102025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus MAJ-1608 Instr Channel Water Tube OFP-2** ist ein hochwertiges medizinisches Zubehör, speziell entwickelt für den Einsatz in der Endoskopie. Dieses Produkt ist ein **Biopsy Irrigator**, der die Spülung und Reinigung des Instrumentenkanals während endoskopischer Eingriffe ermöglicht. Die Lieferung erfolgt in einer Packung mit **10 Stück**, was eine kosteneffiziente und hygienische Nutzung gewährleistet.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Speziell angepasst für Olympus Endoskope mit Instrumentenkanal, um eine optimale Passgenauigkeit und Funktionalität zu garantieren.
- **Effiziente Spülung:** Ermöglicht die gezielte Wasserzufuhr zur Reinigung des Biopsiekanals, wodurch Verunreinigungen und Rückstände zuverlässig entfernt werden.
- **Materialqualität:** Hergestellt aus biokompatiblen, hochwertigen Materialien, die den strengen Anforderungen im medizinischen Bereich entsprechen und eine sichere Anwendung gewährleisten.
- **Einfacher Anschluss:** Schnelle und sichere Verbindung mit dem Endoskopinstrument, wodurch der Arbeitsablauf im klinischen Umfeld optimiert wird.
- **Hygienische Einwegverwendung:** Vermeidet Kreuzkontaminationen und erhöht die Patientensicherheit durch konsequente Einmalverwendung.

Anwendungsbereiche:

Der Olympus MAJ-1608 Instr Channel Water Tube OFP-2 wird hauptsächlich bei endoskopischen Untersuchungen und Interventionen eingesetzt, bei denen eine präzise und saubere Spülung des Instrumentenkanals erforderlich ist. Besonders relevant ist der Einsatz bei Biopsieprozeduren, um die Sicht zu verbessern und die Funktionalität des



Instruments zu erhalten.

Technische Spezifikationen:

- Anzahl pro Packung: 10 Stück
- Modellnummer: MAJ-1608
- Typ: Instrumentenkanal-Wassertube (Biopsy Irrigator)
- Material: Medizinisch zugelassene Kunststoffe
- Kompatibilität: Olympus Endoskope mit Instrumentenkanal

Mit dem Olympus MAJ-1608 Instr Channel Water Tube OFP-2 erhalten medizinische Fachkräfte ein verlässliches und effizientes Produkt, das die Qualität endoskopischer Eingriffe erhöht und die Sicherheit von Patienten und Anwendern gleichermaßen unterstützt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

