



## [2 X SIEMENS MOBILETT MOBILES RÖNTGENAPPARAT DOM 2012 + 2011](#)

**SKU:** EA022024.nv+ ET022024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Siemens mobilett DOM 2012** und **DOM 2011** sind mobile Röntgengeräte, die durch ihre hohe Mobilität und zuverlässige Bildqualität in der klinischen Diagnostik überzeugen. Sie ermöglichen flexible und effiziente Röntgenuntersuchungen direkt am Patientenbett, ideal für den Einsatz in Krankenhäusern und Notfallsituationen.



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Siemens mobilett** Modelle **DOM 2012** und **DOM 2011** sind hochmoderne, mobile Röntgenapparate, die speziell für den flexiblen Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurden. Diese Geräte bieten eine optimale Kombination aus Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und hoher Bildqualität, was sie zu unverzichtbaren Werkzeugen in der Diagnostik macht.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Mobilität:** Durch ihr kompaktes und robustes Design lassen sich die mobilen Röntgengeräte mühelos zwischen verschiedenen Stationen oder Patientenzimmern transportieren, was insbesondere in Notfallsituationen oder auf Intensivstationen von großem Vorteil ist.
- **Bildqualität:** Die Geräte sind mit hochauflösenden Detektoren ausgestattet, die detailreiche und kontraststarke Aufnahmen ermöglichen. Dies unterstützt die präzise Diagnostik und trägt zur schnellen Entscheidungsfindung bei.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberflächen und ergonomisch gestaltete Bedienelemente erleichtern

die Handhabung und reduzieren die Einarbeitungszeit für medizinisches Personal.

- **Flexible Einsatzmöglichkeiten:** Die mobilett Systeme sind vielseitig einsetzbar, beispielsweise in der Notfallmedizin, in der Chirurgie, auf Intensivstationen oder in der Pädiatrie.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Strahlenschutzmechanismen und präzise Einstellmöglichkeiten minimieren die Strahlenbelastung für Patienten und Anwender.

#### **Technische Details:**

- Röntgenleistung: Anpassbar an verschiedene klinische Anforderungen
- Detektortechnologie: Digitale Flachdetektoren für sofortige Bildverfügbarkeit
- Stromversorgung: Netz- und Akkubetrieb für maximale Flexibilität
- Beweglichkeit: Leichtgängige Rollen und verstellbare Komponenten für optimale Manövrierbarkeit
- Software: Integrierte Bildverarbeitungs- und Archivierungslösungen kompatibel mit gängigen PACS-Systemen

Die Kombination aus **Siemens mobilett DOM 2012** und **DOM 2011** bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung für mobile Röntgenaufnahmen in verschiedensten medizinischen Einsatzbereichen. Dank ihrer robusten Bauweise und fortschrittlichen Technologie sind diese Geräte eine wertvolle Investition zur Verbesserung der diagnostischen Qualität und Patientenversorgung.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

### **Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

### **Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

