



**3M 9681 PROFESSIONELLE CHIRURGISCHE  
SCHERMASCHINE OHNE KOPF 3M 9681  
SURGICAL CLIPPER -03 STCK - JE 50 - E50 -  
KK**

**SKU:** KF052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**3M 9681 Professionelle chirurgische Schermaschine ohne Kopf** bietet präzise und sichere Haarentfernung bei chirurgischen Eingriffen. Das robuste Gerät gewährleistet eine hygienische Anwendung und optimale Handhabung im medizinischen Umfeld.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **3M 9681 Professionelle chirurgische Schermaschine ohne Kopf** ist ein hochwertiges, medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz in chirurgischen Umgebungen konzipiert wurde. Dieses Modell bietet eine präzise, zuverlässige und hygienische Lösung für das sichere Entfernen von Haaren vor chirurgischen Eingriffen.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Hochwertige Verarbeitung:** Die Schermaschine ist robust konstruiert und gewährleistet eine lange Lebensdauer selbst bei häufigem Gebrauch in anspruchsvollen klinischen Umgebungen.
- **Ergonomisches Design:** Für eine komfortable Handhabung und maximale Kontrolle während der Anwendung, was die Präzision bei der Scherung erhöht.
- **Ohne Scherkopf:** Das Gerät wird ohne Scherkopf geliefert, wodurch eine individuelle Anpassung durch kompatible Aufsätze möglich ist. Dies erhöht die Flexibilität und ermöglicht den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Situationen.



- **Leise und vibrationsarme Funktion:** Minimiert Geräuschentwicklung und Unruhe beim Patienten, was besonders in sensiblen Operationsbereichen von Vorteil ist.
- **Einfache Reinigung und Wartung:** Die Konstruktion ermöglicht eine unkomplizierte Reinigung gemäß den hohen Hygienestandards im medizinischen Bereich.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Vorbereitung von Operationsfeldern durch gezieltes Entfernen von Haaren
- Intensive Nutzung in Krankenhäusern, Kliniken und chirurgischen Praxen
- Geeignet für verschiedenste Patientenbereiche dank austauschbarer Scherköpfe

#### **Lieferumfang:**

- 3 Stück 3M 9681 chirurgische Schermaschine ohne Scherkopf
- Verpackungseinheiten: Je 50 Stück pro Verpackungseinheit (e50 - kk)

Mit der **3M 9681 Professionellen chirurgischen Schermaschine** erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und flexibles Werkzeug zur optimalen Patientenversorgung vor chirurgischen Eingriffen. Die modulare Bauweise ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Anforderungen, während die bewährte 3M Qualität für Sicherheit und Effizienz sorgt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

