



## [4 X OLYMPUS A60115A PINZETTEN SET](#)

SKU: 0092025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Olympus A60115A Pinzetten Set besteht aus vier hochwertigen, präzisionsgefertigten Pinzetten, die durch ihre ergonomische Form und langlebige Edelstahlkonstruktion optimale Handhabung und zuverlässige Präzision bei medizinischen Anwendungen bieten. Ideal für den Einsatz in der Chirurgie und Mikromechanik, gewährleisten diese Pinzetten eine sichere und präzise Instrumentenführung.



---

Categories: [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus A60115A Pinzetten Set** besteht aus vier hochwertigen Pinzetten, die speziell für den medizinischen Einsatz entwickelt wurden. Diese präzisen Instrumente sind ideal für chirurgische, diagnostische und mikrochirurgische Anwendungen, bei denen höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit erforderlich sind.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl, gewährleisten die Pinzetten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit, selbst bei häufigem Sterilisieren.
- **Präzision:** Die fein gearbeiteten Spitzen ermöglichen eine präzise Handhabung von Gewebe, Fäden oder kleinen Objekten, was insbesondere in sensiblen Operationsbereichen von großer Bedeutung ist.
- **Ergonomisches Design:** Für eine optimale Handhabung sind die Pinzetten ergonomisch gestaltet, wodurch eine ermüdungsfreie und sichere Nutzung auch über längere Zeiträume möglich ist.
- **Vielseitigkeit:** Das Set beinhaltet verschiedene Pinzettenmodelle, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen



– von groben bis zu sehr feinen Arbeiten.

- **Leichte Reinigung und Sterilisation:** Die glatte Oberfläche und das robuste Material machen die Reinigung und Sterilisation in gängigen Verfahren einfach und effektiv.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Chirurgische Eingriffe
- Mikrochirurgie
- Laborarbeiten
- Diagnostische Untersuchungen
- Feinmechanische Tätigkeiten im medizinischen Bereich

Mit dem **Olympus A60115A Pinzetten Set** erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges Werkzeug, das durch Qualität, Präzision und Langlebigkeit überzeugt. Es ist ein unverzichtbares Instrument für den professionellen Einsatz in Klinik, Praxis und Labor.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

