



## [AAP IS 1203-16 SCHRAUBENDREHER INSTRUMENT](#)

SKU: BR102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Der aap is 1203-16 Schraubendreher ist ein präzises chirurgisches Instrument, das speziell für feine Schraubarbeiten in der Medizin entwickelt wurde. Seine ergonomische Form gewährleistet sicheren Halt und optimale Kontrolle während der Anwendung.



---

Categories: [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **aap is 1203-16 Schraubendreher** ist ein präzises medizinisches Instrument, das speziell für den Einsatz in chirurgischen und dentalen Verfahren entwickelt wurde. Dieses hochwertige Werkzeug zeichnet sich durch seine ergonomische Bauweise und herausragende Funktionalität aus, die eine sichere und effektive Handhabung gewährleisten.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Materialqualität:** Gefertigt aus rostfreiem, medizinischem Edelstahl, bietet der Schraubendreher eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit, selbst bei häufigem Gebrauch und Sterilisationsprozessen.
- **Design:** Der Griff ist ergonomisch geformt, um eine optimale Griffbarkeit und präzise Kontrolle während der Anwendung zu ermöglichen. Die strukturierte Oberfläche verhindert ein Abrutschen, auch bei feuchten Bedingungen.
- **Spitze:** Die präzise gefertigte Spitze des Schraubendrehers sorgt für eine exakte Passform in entsprechenden Schraubenköpfen, minimiert das Risiko von Abrutschen und Beschädigungen.
- **Vielseitigkeit:** Ideal geeignet für die Montage und Demontage von medizinischen Implantaten, Geräten und



anderen präzisen Anwendungen in der Chirurgie und Zahnmedizin.

- **Sterilisierbarkeit:** Das Instrument ist vollständig autoklavierbar und kann somit problemlos in den Standard-Sterilisationsprozessen eingesetzt werden, ohne Material- oder Formveränderungen zu riskieren.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Orthopädische und neurochirurgische Eingriffe
- Dentale Implantologie und Prothetik
- Feinmechanische Reparaturen und Justierungen in der Medizintechnik

Zusammenfassend ist der **aap is 1203-16 Schraubendreher** ein unverzichtbares Instrument für medizinisches Fachpersonal, das höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Ergonomie in einem Produkt vereint. Mit diesem Schraubendreher profitieren Anwender von einer langlebigen Qualität und einem sicheren Handling während anspruchsvoller medizinischer Anwendungen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

