



AAP SYSTEM LFS 4.5MM
SCHRAUBENDREHER ORTHOPÄDISCHES
INSTRUMENT FÜR LFS

SKU: CF102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

AAP SYSTEM LFS 4.5mm Schraubendreher ist ein präzises orthopädisches Instrument, speziell entwickelt für die sichere und effiziente Handhabung von LFS-Schrauben. Das ergonomische Design gewährleistet optimale Kontrolle und Stabilität während chirurgischer Eingriffe.



Categories: [Op Instrumente](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

