



[ABBOTT CENTRIFUGE 3530](#)

SKU: CQ062025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Abbott Centrifuge 3530** ist ein hochmodernes Laborgerät, das speziell für die effiziente Trennung von Blut- und anderen Proben entwickelt wurde. Dieses Zentrifugenmodell zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und präzise Leistungsfähigkeit aus, was es ideal für den Einsatz in medizinischen Laboratorien, Kliniken und Forschungseinrichtungen macht.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Hohe Drehzahl:** Die Centrifuge 3530 erreicht eine maximale Drehzahl von bis zu 3500 U/min, was eine schnelle und effektive Trennung der Proben gewährleistet.
- **Vielseitige Rotoroptionen:** Kompatibel mit verschiedenen Rotoren zur Aufnahme unterschiedlicher Probenvolumina, einschließlich Rörhchen und Mikrotiterplatten.
- **Präzise Zeit- und Temperatursteuerung:** Einstellbare Laufzeit und Temperaturkontrolle sorgen für optimale Bedingungen je nach Probenart und Analyseanforderungen.
- **Leiser und vibrationsarmer Betrieb:** Fortschrittliche Technik minimiert Geräusche und Vibrationen, um eine angenehme Arbeitsumgebung zu gewährleisten.
- **Sicherheitsfunktionen:** Die integrierte Unwucht-Erkennung und automatische Abschaltung erhöhen die Betriebssicherheit und schützen das Gerät sowie die Proben.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Ein übersichtliches Bedienfeld mit digitaler Anzeige ermöglicht eine einfache und intuitive Steuerung der Zentrifuge.

Anwendungsbereiche:

- Blut- und Plasmatrennung für diagnostische Untersuchungen
- Vorbereitung von Proben für biochemische und molekularbiologische Analysen



- Forschung und Entwicklung im Bereich Life Sciences
- Qualitätskontrolle in pharmazeutischen und biotechnologischen Laboren

Die **Abbott Centrifuge 3530** überzeugt durch ihre robuste Bauweise und hohe Verarbeitungsqualität, die eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb garantieren. Durch die Kombination aus Leistung und Sicherheit bietet dieses Gerät eine zuverlässige Lösung für sämtliche Anforderungen der modernen Laborpraxis.

Fazit: Mit der Abbott Centrifuge 3530 erhalten Sie eine präzise und effiziente Zentrifuge, die durch innovative Technologie und anwenderorientiertes Design besticht. Sie unterstützt Sie dabei, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen und den Laboralltag produktiv und sicher zu gestalten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

