



[ACL OR-MD 24-MEDIZINISCHER MONITOR](#)

SKU: GD082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **ACL OR-MD 24 Medizinischer Monitor** ist ein hochmodernes Überwachungsgerät, das speziell für den Einsatz im Operationssaal entwickelt wurde. Mit seiner präzisen Messtechnik und benutzerfreundlichen Oberfläche bietet er eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung der vitalen Parameter von Patient:innen während chirurgischer Eingriffe.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **24-Zoll-Farbdisplay:** Großes, gut ablesbares LC-Display mit hoher Auflösung zur klaren Darstellung sämtlicher Vitalparameter.
- **Multifunktionale Überwachung:** Erfasst und zeigt kontinuierlich wichtige Parameter wie EKG, Blutdruck (invasiv und nicht-invasiv), Pulsoximetrie (SpO2), Atemfrequenz und Temperatur.
- **Anpassbare Alarmeinstellungen:** Intelligente Alarmfunktion mit einstellbaren Schwellenwerten zur frühzeitigen Erkennung von kritischen Veränderungen im Patientenstatus.
- **Erweiterbarkeit:** Modularer Aufbau ermöglicht die Integration zusätzlicher Messmodule, etwa für CO2-Messung oder NIBP-Erweiterungen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Touchscreen-Oberfläche mit übersichtlicher Menüführung zur schnellen Anpassung der Parameter und Einstellungen.
- **Datenmanagement:** Speicherung und Export von Patientendaten zur Dokumentation und Nachverfolgung, kompatibel mit gängigen Krankenhausinformationssystemen (KIS).
- **Robustes Design:** Für den anspruchsvollen Einsatz im OP-Umfeld konzipiert, mit leicht zu reinigenden Oberflächen und langlebigen Materialien.

Technische Spezifikationen:



- Displaygröße: 24 Zoll (61 cm)
- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
- Messparameter: EKG 3-/5-Kanal, invasiver und nicht-invasiver Blutdruck, SpO2, Atemfrequenz, Temperatur
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit integriertem Akku für Notfallbetrieb
- Schnittstellen: USB, LAN, serielle Schnittstellen für externe Geräte
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend für flexible Montageoptionen

Der **ACL OR-MD 24 Medizinische Monitor** unterstützt das medizinische Fachpersonal dabei, den Gesundheitszustand von Patient:innen während Operationen präzise zu überwachen und schnell auf Veränderungen zu reagieren. Durch seine hohe Messgenauigkeit, intuitive Bedienbarkeit und vielseitige Konnektivität ist er eine wertvolle Ergänzung in jedem modernen OP-Saal.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

