



## [ADVAN AMM213TD MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE](#)

SKU: GR052025

zzgl. [Versandkosten](#)

Der **Advan AMM213TD Monitor** ist ein hochauflösender Endoskopie-Bildschirm, der präzise und klare Darstellungen medizinischer Bilddaten gewährleistet. Mit seiner zuverlässigen Farbtreue und schnellen Reaktionszeit unterstützt er die exakte Diagnostik und Behandlung in der Endoskopie.



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Advan AMM213TD Monitor** ist ein hochmoderner Bildschirm, speziell entwickelt für den Einsatz in der Endoskopie. Er bietet eine herausragende Bildqualität und zuverlässige Leistung, um medizinischen Fachkräften die bestmögliche Unterstützung bei endoskopischen Untersuchungen und Eingriffen zu gewährleisten.

### Hauptmerkmale:

- **Bildschirmgröße:** 21,3 Zoll – optimal dimensioniert für eine detaillierte und übersichtliche Darstellung endoskopischer Bilder.
- **Auflösung:** Hohe Full HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) sorgt für gestochen scharfe und klare Bilder, die kleinste Details sichtbar machen.
- **Farbdarstellung:** Präzise und natürliche Farbwiedergabe durch modernste Farbkalibrierung, essentiell für die korrekte Beurteilung von Gewebe und Pathologien.
- **Helligkeit und Kontrast:** Hohe Leuchtdichte und starker Kontrast gewährleisten optimale Sichtbarkeit auch in hell beleuchteten Untersuchungsräumen.

- **Schnelle Reaktionszeit:** Minimale Verzögerung bei der Bilddarstellung unterstützt flüssige und präzise Visualisierung während dynamischer endoskopischer Verfahren.
- **Vielseitige Schnittstellen:** Mehrere Eingänge (HDMI, DVI, VGA) ermöglichen die einfache Anbindung an verschiedenste endoskopische Bildgebungssysteme.

#### **Besondere Vorteile für die Endoskopie:**

- **Ergonomisches Design:** Der Monitor ist so konzipiert, dass er sich flexibel an verschiedene Arbeitsumgebungen anpassen lässt, inklusive neigbarer und schwenkbarer Halterungen.
- **Hygienische Oberfläche:** Das Gehäuse ist leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegenüber Desinfektionsmitteln, was die Einhaltung strenger Hygienestandards unterstützt.
- **Zuverlässigkeit:** Robuste Bauweise und hochwertige Komponenten gewährleisten eine lange Lebensdauer und stabile Leistung im klinischen Alltag.
- **Augenschonend:** Flimmerfreie Bildwiedergabe und reduziertes Blaulicht minimieren die Ermüdung der Augen bei langen Untersuchungen.

Der **Advan AMM213TD Monitor** stellt eine ideale Lösung für Krankenhäuser, Fachkliniken und Praxen dar, die auf präzise und verlässliche Bildgebung bei endoskopischen Untersuchungen angewiesen sind. Durch seine Kombination aus technologischer Exzellenz und praxisorientiertem Design unterstützt er die optimale Diagnostik und Therapieplanung.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

