



## [AESCULAP ATS0703 - AUFSATZ](#)

**SKU:** ER032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der ATS0703 ist ein Aufsatz für Aesculap-Microspeed oder Acculan-Systeme, typischerweise genutzt für Präzisionsarbeiten in der Neuro-, HNO- oder Wirbelsäulenchirurgie.

Merkmale:

- Kompatibel mit bestimmten Aesculap-Antriebssystemen
- Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl
- Autoklavierbar
- Dreh- oder Fräsaufsatz je nach Variante

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

