



**[AESCULAP BH120R - BH 120 R](#)**  
**[ARTERIENKLEMMME ARTERY FORCEPS 125](#)**  
**[MM](#)**

**SKU:** DB012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Aesculap BH120R - BH 120 R Arterienklemme** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für präzise Gefäßklemmen entwickelt wurde. Mit einer Länge von **125 mm** bietet diese Arterienklemme optimale Handhabung und Kontrolle während chirurgischer Eingriffe.

Hergestellt aus erstklassigem, rostfreiem Edelstahl, garantiert die Klemme höchste Stabilität und Langlebigkeit. Die Oberfläche ist glatt poliert, was eine einfache Reinigung und Sterilisation ermöglicht. Das robuste Material gewährleistet zudem Resistenz gegen Korrosion und mechanische Beanspruchung.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Klemmenmechanik:** Sichert einen sicheren Halt an Arterien und anderen Gefäßen ohne Beschädigung des Gewebes.
- **Ergonomisches Design:** Ermöglicht eine komfortable Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Operationen.
- **Ratschenverschluss:** Sorgt für eine stufenlose Fixierung des Klemmenarms, was die Sicherheit während der Anwendung erhöht.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Geeignet für verschiedenste chirurgische Verfahren, insbesondere in der Gefäßchirurgie.
- **Optimale Länge von 125 mm:** Bietet ausreichend Reichweite bei gleichzeitiger Präzision.

Die **Aesculap BH120R Arterienklemme** ist ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen, die Wert auf Qualität, Zuverlässigkeit und Ergonomie legen. Durch ihre exzellente Verarbeitung und durchdachte Konstruktion unterstützt



sie den sicheren und effizienten Ablauf von Operationen.

Zusammenfassend ist die BH 120 R Arterienklemme eine erstklassige Wahl für den professionellen Einsatz in Kliniken und chirurgischen Einrichtungen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

