



## [AESCULAP BM 780 BM780 CHIRURGISCHES INSTRUMENT](#)

**SKU:** CP092025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Aesculap BM 780** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das durch präzise Verarbeitung und ergonomisches Design optimale Kontrolle und Langlebigkeit im OP gewährleistet. Es eignet sich ideal für anspruchsvolle chirurgische Eingriffe und unterstützt die sichere Handhabung durch medizinisches Fachpersonal.



---

**Categories:** [Op Instrumente](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Aesculap BM 780** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für präzise und zuverlässige Anwendungen im medizinischen Bereich entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine erstklassige Verarbeitung und die Verwendung von robustem, biokompatiblen Edelstahl aus, was eine lange Lebensdauer und hervorragende Korrosionsbeständigkeit garantiert.

Dieses Instrument ist ideal für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen, darunter Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Neurochirurgie. Durch seine ergonomische Formgebung liegt es sicher und komfortabel in der Hand, was eine exakte Führung und optimale Kontrolle während des Eingriffs ermöglicht.

### **Besondere Merkmale des Aesculap BM 780:**

- Hergestellt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl für maximale Hygiene und Langlebigkeit
- Präzise geschliffene Schneiden oder Greifflächen für exakte Handhabung
- Ergonomisches Design zur Minimierung von Ermüdungserscheinungen bei langandauernden Eingriffen
- Leicht zu reinigen und sterilisieren, kompatibel mit gängigen Sterilisationsverfahren



- Robuste Verarbeitung für den dauerhaften Einsatz im OP-Umfeld

Dank seiner Vielseitigkeit und hohen Qualität eignet sich das Aesculap BM 780 hervorragend für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken sowie in spezialisierten Facharztpraxen. Es unterstützt Chirurgen dabei, anspruchsvolle Operationen sicher und effizient durchzuführen.

#### **Technische Daten:**

- Material: Edelstahl, rostfrei
- Länge: variabel (bitte spezifische Modellvariante beachten)
- Oberfläche: mattiert oder poliert, je nach Ausführung
- Sterilisierbar: Autoklav, Chemie-Sterilisation

Zusammenfassend bietet das **Aesculap BM 780** chirurgischen Anwendern ein robustes, präzises und ergonomisches Instrument, das den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Eingriffe gerecht wird und somit einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit und Behandlungsqualität leistet.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

