



**[AESCULAP COMFORT OP GC282R + GC284R  
+ GB 430 + GB412R + GA031R + GB412R](#)**

**SKU:** IR052025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap Comfort Op Set** bestehend aus den Komponenten **GC282R, GC284R, GB430, GB412R, GA031R** und einem weiteren **GB412R** bietet eine hochwertige und umfassende Lösung für chirurgische Anwendungen. Dieses Set wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen moderner Operationsräume gerecht zu werden und höchste Präzision sowie optimale Handhabung zu gewährleisten.

### Produktdetails und Komponenten:

- **GC282R:** Hochwertiger Operationsgriff, ergonomisch geformt für ermüdungsfreies Arbeiten und präzise Steuerung während der Chirurgie.
- **GC284R:** Ergänzender Griff mit verbesserter Griffigkeit und Stabilität, ideal für feinmotorische Eingriffe.
- **GB430:** Spezielles Instrumentenzubehör mit robustem Design, das eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion garantiert.
- **GB412R (zweimal enthalten):** Multifunktionale Aufsätze, die vielseitig einsetzbar sind und eine flexible Anpassung an verschiedene chirurgische Anforderungen ermöglichen.
- **GA031R:** Präzisionsaufsatz für besonders feine und sensible Operationen, der eine exakte Manipulation unterstützt.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Alle Komponenten sind so gestaltet, dass sie eine komfortable Handhabung und eine Reduktion von Ermüdungserscheinungen bei längeren Eingriffen ermöglichen.
- **Hochwertige Materialien:** Verwendung von medizinisch zertifizierten, langlebigen Materialien, die eine einfache Sterilisation und Reinigung sicherstellen.



- **Modulares System:** Die Kombination aus verschiedenen Griffen und Aufsätzen erlaubt eine individuelle Anpassung an spezifische OP-Anforderungen und Verfahren.
- **Präzision und Kontrolle:** Die Instrumente bieten eine exakte Steuerung, um optimale Ergebnisse bei chirurgischen Eingriffen zu erzielen.
- **Kompatibilität:** Die Teile sind kompatibel mit gängigen Aesculap-Systemen und können problemlos in bestehende OP-Ausstattungen integriert werden.

Das **Aesculap Comfort Op Set GC282R + GC284R + GB430 + GB412R + GA031R + GB412R** ist somit eine exzellente Wahl für Chirurgen, die Wert auf höchste Qualität, Vielseitigkeit und Komfort legen. Es unterstützt die sichere und effiziente Durchführung verschiedenster operativer Maßnahmen in einem professionellen medizinischen Umfeld.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

