



**AESCULAP COMFORT SET OP – GA437 +  
GA430 + GA176 + GA460 + GB411R + GB412  
+ GB416R**

**SKU:** IT052025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Aesculap Comfort Set OP kombiniert hochwertige Instrumente für präzise und sichere chirurgische Eingriffe. Es gewährleistet durch ergonomisches Design und robuste Verarbeitung eine optimale Handhabung und Langlebigkeit im OP-Alltag.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

