



**AESCULAP DAVID 3 - PV 430 PV430 - +
PV431 PV 431 KAMERAKOPF**

SKU: AP082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Aesculap David 3 - PV 430 PV430 und **PV431 PV 431 Kamerakopf** sind hochpräzise Endoskopiekameras, die für exzellente Bildqualität und optimale Visualisierung in der minimalinvasiven Chirurgie sorgen. Mit ihrer robusten Bauweise und fortschrittlichen Optik gewährleisten sie eine zuverlässige und detailgetreue Darstellung chirurgischer Eingriffe.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

