



## [AESCULAP EJ750R EJ432R EJ430R TROKARSET](#)

SKU: CH102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laparoskopie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap EJ750R EJ432R EJ430R Trokarset** ist eine **Zusammenstellung von Komponenten für ein wiederverwendbares 10-mm-Trokarsystem der vorherigen Generation (MIT-System)**. Es wird primär für die **Mini-Laparotomie** (Hasson-Technik) in der laparoskopischen Chirurgie eingesetzt.

Komponenten des Sets

Aufgrund der modularen Bauweise von Aesculap besteht das Set aus drei Hauptteilen, die zusammen die funktionsfähige Trokarschule für den Zugang zur Bauchhöhle bilden:

- **EJ750R (Trokarerker):** Ein wiederverwendbarer Standard-Trokarerker mit einem Durchmesser von 10 mm. Er ist grün farbcodiert und mit einem resterilisierbaren **Silikon-Klappenventil** ausgestattet, das den CO<sub>2</sub>-Verschluss während des Instrumentenwechsels sicherstellt.
- **EJ432R (Trokarerschaft):** Ein glatter Metallschaft (Kanüle) mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Arbeitslänge von **90 mm**.
- **EJ430R (Kegelaufsatz):** Ein spezieller Konus-Aufsatz für 10-mm-Trokare, der zur Fixierung in der Faszie bei der offenen Laparoskopie (Hasson-Methode) dient.

Technische Merkmale

- **System:** Gehört zur "Vorgängergeneration" des Typs MIT (Multi Interchangeable Trocar-System).
- **Material:** Hochwertiger Edelstahl, vollständig resterilisierbar und autoklavierbar.
- **Vorteile:** Die Konstruktion zielt auf eine **geringe Instrumentenfrikktion** ab, um Beschädigungen an Optikspitzen zu vermeiden und eine hohe Wirtschaftlichkeit durch Wiederverwendbarkeit zu bieten.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

