



[AESCULAP EL 691 - EL691 LANDAU SCHEIDEN-SPEKULUM](#)

SKU: CE102025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

AESCULAP EL 691 - EL691 LANDAU Scheiden-Spekulum ist ein hochwertiges, steril einsetzbares Instrument zur schonenden Erweiterung der Scheide bei gynäkologischen Untersuchungen und Eingriffen. Es überzeugt durch seine ergonomische Form und stabile Verarbeitung, die eine optimale Sicht und sicheren Halt gewährleisten.



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **AESCULAP EL 691 - EL691 LANDAU Scheiden-Spekulum** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das speziell für gynäkologische Untersuchungen und Eingriffe entwickelt wurde. Es ermöglicht eine optimale Sicht und Zugänglichkeit des Vaginalkanals sowie des Gebärmutterhalses, um eine präzise Diagnostik und Behandlung zu gewährleisten.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Materialqualität:** Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl, bietet das Spekulum eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit sowie Langlebigkeit und ist leicht zu sterilisieren.
- **Ergonomisches Design:** Die Formgebung und das Handling sind auf eine komfortable Anwendung sowohl für die Patientin als auch für den Untersucher ausgelegt, wodurch die Untersuchung effizienter und schonender durchgeführt werden kann.
- **Verstellmechanismus:** Das Spekulum verfügt über eine präzise Einstellmöglichkeit, mit der die Spreizung des Vaginalkanals kontrolliert und stabil gehalten wird, was eine sichere und klare Sicht auf die



Untersuchungsbereiche ermöglicht.

- **Vielseitigkeit:** Das EL 691 LANDAU Scheiden-Spekulum eignet sich für verschiedene gynäkologische Anwendungen, einschließlich Routineuntersuchungen, Kolposkopien und kleinerer operativer Eingriffe.

Anwendungsbereiche:

- Gynäkologische Diagnostik und Vorsorgeuntersuchungen
- Beurteilung des Zervix und der Vaginalwand
- Vorbereitung und Durchführung von Biopsien oder anderen kleinen Eingriffen
- Unterstützung bei Kolposkopien

Durch seine robuste Konstruktion und das durchdachte Design ist das **AESCALAP EL 691 - EL691 LANDAU Scheiden-Spekulum** ein unverzichtbares Instrument in jeder gynäkologischen Praxis oder Klinik, das höchste Ansprüche an Hygiene, Funktionalität und Patientenkomfort erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

