




[AESCULAP G-6100-05 - GIPSSÄGE](#)

SKU: HT052022-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Orthopädie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **AESCULAP G-6100-05 Gipssäge** ist ein hochwertiges, präzises Instrument, das speziell für den Einsatz in der Orthopädie und Traumatologie entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht ein sicheres und effizientes Entfernen von Gipsverbänden und sorgt dabei für maximalen Patientenschutz sowie optimalen Bedienkomfort.

Produktmerkmale:

- **Hochwertige Verarbeitung:** Gefertigt aus robustem Edelstahl, gewährleistet die Gipssäge eine lange Lebensdauer und hohe Korrosionsbeständigkeit.
- **Sicherheits-Design:** Die Klinge ist so konzipiert, dass sie nur harte Materialien wie Gips durchtrennt, während die Haut des Patienten vor Verletzungen geschützt bleibt.
- **Ergonomischer Griff:** Der Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Führung der Säge, wodurch die Handhabung auch bei längeren Anwendungen komfortabel bleibt.
- **Effiziente Schnittführung:** Die speziell geschliffene Klinge sorgt für saubere und kontrollierte Schnitte, minimiert Staubentwicklung und erleichtert das Entfernen des Verbands.

Anwendungsbereiche:

- Entfernung von Gips- und Kunststoffverbänden nach orthopädischen Eingriffen
- Traumatologische Versorgung zur schnellen und schonenden Abnahme von Fixierungen
- Ambulante und stationäre Patientenversorgung in Kliniken und Praxen

Vorteile der AESCULAP G-6100-05 Gipssäge auf einen Blick:

- Maximale Sicherheit für Patienten durch innovative Klingenföhrung
- Langlebige und hygienische Bauweise



- Einfache Handhabung und präzise Schnittkontrolle
- Ideal für den professionellen Einsatz im medizinischen Bereich

Die **AESLAP G-6100-05 Gipssäge** stellt somit ein unverzichtbares Werkzeug für Ärzte, Pflegepersonal und medizinische Fachkräfte dar, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Effizienz bei der Entfernung von Gipsverbänden legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

