



**[AESCULAP GA 522R GA520R GB538R
GB537R GB520R](#)**

SKU: N/A

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Aesculap Modelle GA 522R, GA 520R, GB 538R, GB 537R und GB 520R** stellen eine Serie hochwertiger chirurgischer Instrumente dar, die speziell für den Einsatz in anspruchsvollen medizinischen Anwendungen entwickelt wurden. Diese Instrumente zeichnen sich durch ihre robuste Verarbeitung, präzise Funktionalität und lange Lebensdauer aus, wodurch sie den hohen Anforderungen moderner Operationssäle gerecht werden.

Technische Merkmale und Materialqualität:

- Hergestellt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, der eine optimale Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.
- Ergonomisches Design für eine sichere und komfortable Handhabung während langwieriger chirurgischer Eingriffe.
- Präzise gefertigte Gelenke und Schneiden für eine exakte und zuverlässige Funktion.

Anwendungsbereiche:

- Ideal geeignet für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen, einschließlich Allgemein-, Gefäß- und Orthopädiechirurgie.
- Verwendbar zur Gewebepreparation, Klemmen, Schneiden und anderen chirurgischen Manipulationen.

Pflege und Wartung:

- Die Instrumente sind autoklavierbar und können somit sterilisiert werden, um höchste Hygienestandards einzuhalten.
- Empfohlene Reinigung gemäß den Aesculap Richtlinien, um die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.



Zusammenfassend bieten die Aesculap Modelle GA 522R, GA 520R, GB 538R, GB 537R und GB 520R eine zuverlässige Kombination aus Qualität, Präzision und Langlebigkeit. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für medizinisches Fachpersonal, das auf erstklassige chirurgische Instrumente angewiesen ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

