



AESCULAP GA505 GA 505 AESCULAP SCHLAUCH KABEL LUFTDRUCKSCHLAUCH

SKU: BZ032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap GA505** ist ein **spezialisierte Druckluftschlauch**, der als Verbindung zwischen einer medizinischen Druckluftquelle und chirurgischen Handstücken (wie der **micro-Speed** oder **Hi-Speed** Serie) dient.

Technische Details

- **System:** Es handelt sich um einen **Doppelschlauch**. Der innere Schlauch liefert die Antriebsluft, während der äußere Schlauch die verbrauchte Luft (Abluft) vom Operationsfeld weg leitet.
- **Anschluss:** Er besitzt das typische Aesculap-Kupplungssystem (Stecknippel), das meist an einen Druckminderer oder eine Entnahmestelle in der Wand angeschlossen wird.
- **Länge:** Die Standardlänge beträgt **3 Meter**, was eine flexible Handhabung am OP-Tisch ermöglicht.
- **Aufbereitung:** Der Schlauch ist für die **Dampfsterilisation (Autoklav)** bei 134 °C ausgelegt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

