



## [AESCULAP GA620D + GA 616 + GA 626 + GB416R + GB 411 + GB412R + LADEFERÄT](#)

SKU: N/A

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap GA620D + GA616 + GA626 + GB416R + GB411 + GB412R + Ladegerät** stellt ein umfassendes Set hochwertiger chirurgischer Instrumente und Zubehör dar, das speziell für den Einsatz in der modernen medizinischen Praxis konzipiert wurde. Dieses Set kombiniert Präzision, Zuverlässigkeit und Ergonomie, um Chirurgen und medizinischem Fachpersonal optimale Arbeitsbedingungen zu bieten.

### Produktübersicht:

- **GA620D, GA616, GA626:** Diese Instrumente zeichnen sich durch ihre erstklassige Verarbeitung aus rostfreiem Edelstahl aus, sind korrosionsbeständig und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Sie sind ergonomisch gestaltet, um eine präzise Handhabung und einen sicheren Griff während chirurgischer Eingriffe zu ermöglichen.
- **GB416R, GB411, GB412R:** Diese Komponenten ergänzen das Set durch spezielle Funktionen, die für unterschiedliche chirurgische Anwendungen maßgeschneidert sind. Sie bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten und tragen zur Effizienz und Sicherheit während der Operation bei.
- **Ladegerät:** Das integrierte Ladegerät sorgt für die zuverlässige Stromversorgung der elektrischen Komponenten des Sets. Es ist kompatibel mit den jeweiligen Instrumenten und ermöglicht eine schnelle sowie sichere Aufladung, um einen unterbrechungsfreien Einsatz zu gewährleisten.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Hohe Präzision:** Die Instrumente sind fein gearbeitet und unterstützen präzise chirurgische Eingriffe.
- **Langlebigkeit:** Verwendung von hochwertigen Materialien garantiert eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegen häufige Sterilisationsverfahren.



- **Ergonomisches Design:** Für optimale Handhabung und Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei langwierigen Operationen.
- **Vielseitigkeit:** Das Set deckt ein breites Spektrum chirurgischer Bedürfnisse ab und ist somit flexibel einsetzbar.
- **Effiziente Stromversorgung:** Das Ladegerät gewährleistet eine konstante Leistungsfähigkeit der elektrischen Instrumente.

#### **Anwendungsbereiche:**

Das Set eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen, einschließlich Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie sowie anderen spezialisierten Bereichen, in denen präzise und zuverlässige Instrumente unabdingbar sind.

#### **Fazit:**

Mit dem **Aesculap GA620D + GA616 + GA626 + GB416R + GB411 + GB412R + Ladegerät** erhalten medizinische Einrichtungen ein qualitativ hochwertiges, robustes und vielseitiges Instrumentenset, das den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Verfahren gerecht wird und die Sicherheit sowie Effizienz im Operationssaal maßgeblich unterstützt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

