



**[AESCULAP GB-102 + GB299 + GB100 +
GA182 + GB135 + GB137 + GB134 + GA210](#)**

SKU: CS072025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Chirurgie Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Aesculap Set bestehend aus den Komponenten **GB-102, GB299, GB100, GA182, GB135, GB137, GB134** und **GA210** stellt eine umfassende Auswahl hochwertiger chirurgischer Instrumente und Zubehörteile dar, die speziell für den Einsatz in der modernen Chirurgie entwickelt wurden. Diese Produkte zeichnen sich durch ihre präzise Verarbeitung, Langlebigkeit und optimale Funktionalität aus und erfüllen höchste Anforderungen an Sterilität und Materialqualität.

Produktübersicht:

- **GB-102:** Hochwertiges chirurgisches Instrument, ideal für feine Schnitte und präzises Arbeiten in sensiblen Gewebereichen.
- **GB299:** Speziell konzipiertes Instrument zur sicheren Handhabung und Manipulation während komplexer chirurgischer Eingriffe.
- **GB100:** Vielseitiges Werkzeug, das dank ergonomischem Design eine optimale Handhabung und Kontrolle ermöglicht.
- **GA182:** Robustes und langlebiges Zubehörteil, das eine zuverlässige Verbindung und Funktionalität im OP gewährleistet.
- **GB135:** Präzisionsinstrument, ausgelegt für minimalinvasive Techniken und feinste Gewebearbeiten.
- **GB137:** Spezifisches Werkzeug für die sichere Fixierung und Stabilisierung während chirurgischer Prozeduren.
- **GB134:** Instrument mit hoher Funktionalität und optimaler Balance, geeignet für vielseitige Einsatzbereiche.
- **GA210:** Ergänzendes Zubehör, das die Effizienz und Sicherheit der Instrumente im OP erhöht.

Material und Verarbeitung:



Alle Komponenten sind aus medizinischem Edelstahl gefertigt, der korrosionsbeständig, biokompatibel und leicht zu sterilisieren ist. Die Oberflächen sind präzise poliert, um Gewebeschäden zu minimieren und eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Die ergonomische Gestaltung sorgt für eine komfortable Anwendung selbst bei längeren Eingriffen.

Anwendungsbereiche:

Dieses Set ist ideal geeignet für eine Vielzahl chirurgischer Disziplinen, darunter Allgemeinchirurgie, Orthopädie, Gefäßchirurgie und minimalinvasive Verfahren. Die Instrumente unterstützen Chirurgen bei präzisen Schnitten, Gewebbehandlung, Fixierung und Stabilisierung, wodurch optimale operative Ergebnisse gefördert werden.

Vorteile auf einen Blick:

- Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
- Ergonomisches Design für verbesserten Bedienkomfort
- Robuste Materialien für lange Lebensdauer
- Vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen chirurgischen Bereichen
- Leicht zu reinigen und zu sterilisieren

Das Aesculap Set GB-102 + GB299 + GB100 + GA182 + GB135 + GB137 + GB134 + GA210 ist eine exzellente Wahl für medizinische Einrichtungen, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Effizienz im Operationssaal legen. Mit diesen Instrumenten sind Sie bestens ausgestattet, um chirurgische Eingriffe präzise und sicher durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

