



[AESCULAP GB106R GB 106 R](#)

SKU: BF032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap GB106R** ist ein hochpräzises, medizinisches Instrument, das speziell für den Einsatz in chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch eine robuste Bauweise und ergonomisches Design aus, um eine sichere und komfortable Handhabung während der Operation zu gewährleisten.

Technische Eigenschaften:

- Hergestellt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl für maximale Langlebigkeit und optimale Sterilisierbarkeit
- Präzise gefertigte Spitzen für exakte Schnitte und Manipulationen
- Ergonomischer Griff für verbesserten Halt und Reduzierung von Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch
- Korrosionsbeständig und widerstandsfähig gegenüber häufigen Sterilisationsprozessen

Anwendungsbereiche:

- Allgemeinchirurgie
- Orthopädie
- Neurochirurgie
- Gefäßchirurgie

Das Instrument ermöglicht durch seine präzise Konstruktion eine sichere und effektive Durchführung komplexer chirurgischer Techniken. Es unterstützt Chirurgen dabei, optimale Ergebnisse bei minimalem Gewebetrauma zu erzielen.

Pflegehinweise:



- Vor der ersten Anwendung sowie nach jeder Benutzung gründlich reinigen und sterilisieren
- Nur geeignete Sterilisationsverfahren gemäß Herstellerangaben verwenden
- Nach der Sterilisation sorgfältig auf Beschädigungen überprüfen
- Instrument trocken lagern, um Korrosion zu vermeiden

Mit dem **Aesculap GB106R** erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges Werkzeug, das höchste Anforderungen an Qualität und Funktionalität erfüllt und somit einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit leistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

