



[AESCULAP GB520R GB 520R HANDSTÜCK](#)

SKU: BB032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Aesculap GB520R GB 520R Handstück ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das für präzise und zuverlässige Anwendungen in der medizinischen Praxis entwickelt wurde. Es überzeugt durch ergonomisches Design und optimale Handhabung zur Unterstützung effizienter Eingriffe.



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap GB520R Handstück** ist ein hochwertiges chirurgisches Instrument, das speziell für den Einsatz in der Medizintechnik entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine präzise Verarbeitung und zuverlässige Funktionalität aus, welche den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Eingriffe gerecht wird.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Das Handstück liegt durch seine ergonomische Form besonders gut in der Hand und ermöglicht dadurch eine präzise und kontrollierte Handhabung während der Operation.
- **Robuste Bauweise:** Hergestellt aus hochwertigen, langlebigen Materialien, garantiert das GB520R eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Belastungen im OP-Alltag.
- **Kompatibilität:** Das Handstück ist kompatibel mit gängigen Aesculap-Antriebsystemen, was eine einfache Integration in bestehende Geräteparks ermöglicht.
- **Leichte Reinigung und Sterilisation:** Die glatten Oberflächen und das durchdachte Design erleichtern die Aufbereitung und erfüllen die hohen Hygieneanforderungen im medizinischen Bereich.
- **Präzise Kraftübertragung:** Durch die optimierte Mechanik wird eine exakte Kraftübertragung gewährleistet,

die für die sichere und effiziente Durchführung chirurgischer Verfahren unabdingbar ist.

Anwendungsgebiete:

Das Aesculap GB520R Handstück eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen chirurgischen Disziplinen, darunter:

- Orthopädie
- Neurochirurgie
- Allgemein Chirurgie
- Traumatologie

Es unterstützt Chirurgen dabei, anspruchsvolle Operationen mit höchster Präzision und Sicherheit durchzuführen.

Technische Spezifikationen:

- Modell: GB520R
- Hersteller: Aesculap
- Material: Hochwertiger Edelstahl und technische Kunststoffe
- Gewicht: Leichtgewicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Sterilisierbar: Ja, geeignet für Autoklavverfahren

Zusammenfassend ist das **Aesculap GB520R Handstück** ein zuverlässiges und technisch ausgereiftes Instrument, das Chirurgen eine optimale Unterstützung bei präzisen und sicheren Eingriffen bietet. Es verbindet Ergonomie, Langlebigkeit und einfache Handhabung in einem Produkt und erfüllt somit die hohen Standards moderner Operationsgeräte.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

