



[AESCULAP GB533R GB 533 R - HANDPIECE](#)

SKU: E0032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Aesculap GB533R ist ein gerades chirurgisches Handstück, das mit der Microspeed-Systemreihe kompatibel ist. Es wird für präzise Anwendungen in der Neuro-, HNO- oder Wirbelsäulenchirurgie verwendet.

Merkmale:

- Gerade Ausführung
- Kompatibel mit Aesculap-Microspeed-Motoren
- Für Feinarbeiten und Mikrochirurgie geeignet
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
- Robuste Verarbeitung aus medizinischem Edelstahl

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

