



## [AESCULAP GB534R ANGLED HANDPIECE](#) [WINKELHANDSTÜCK](#)

**SKU:** ET032025-K - BV032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Aesculap GB534R Winkelhandstück** bietet präzise Winkelkontrolle und ergonomisches Design für optimale Handhabung bei chirurgischen Eingriffen. Das robuste, leichtgewichtige Instrument gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im OP-Alltag.



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap GB534R Winkelhandstück** ist ein hochwertiges, präzises Instrument, das speziell für den Einsatz in der Chirurgie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und ergonomische Form aus, die eine optimale Handhabung und maximale Kontrolle während anspruchsvoller Eingriffe gewährleistet.

### Produktmerkmale:

- **Winkelhandstück-Design:** Das gebogene Handstück ermöglicht einen verbesserten Zugang zu schwer erreichbaren Operationsstellen und erleichtert präzises Arbeiten in engen anatomischen Bereichen.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, bietet das GB534R eine lange Lebensdauer sowie hervorragende Beständigkeit gegenüber Korrosion und Sterilisationsprozessen.
- **Antriebskompatibilität:** Das Handstück ist kompatibel mit gängigen Aesculap-Antrieben und unterstützt eine reibungslose Kraftübertragung für effizientes und kraftvolles Arbeiten.
- **Ergonomische Handhabung:** Durch das leichte und ausgewogene Design wird die Ermüdung der Hand während längerer Operationen minimiert, was zu einer verbesserten Präzision beiträgt.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für verschiedene chirurgische Anwendungen, insbesondere in der Orthopädie und



Traumatologie, wo exakte Winkel und kontrollierte Bewegungen erforderlich sind.

**Anwendungsbereiche:**

- Orthopädische Chirurgie
- Traumatologische Eingriffe
- Allgemeinchirurgie mit Bedarf an präziser Winkeltechnik

**Pflege und Wartung:** Das Aesculap GB534R Winkelhandstück ist für die Autoklav-Sterilisation geeignet und sollte regelmäßig gemäß den Herstellerangaben gereinigt und gewartet werden, um eine optimale Funktion und Hygiene sicherzustellen.

Zusammenfassend bietet das **Aesculap GB534R Winkelhandstück** eine herausragende Kombination aus Präzision, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit, die es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Chirurgen macht, die höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität stellen.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

