



## [AESCULAP GB534R GB 534 R ANGLED HANDPIECE](#)

SKU: BV032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Aesculap GB534R GB 534 R Angled Handpiece** ist ein präzises, ergonomisch gestaltetes Winkelhandstück, das für chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Es gewährleistet optimale Handhabung und zuverlässige Leistung bei minimaler Belastung des Anwenders.



---

Categories: [Op Instrumente](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap GB534R GB 534 R Angled Handpiece** ist ein hochwertiges, präzisionsgefertigtes Winkelstück, das speziell für den Einsatz in der chirurgischen Praxis entwickelt wurde. Dieses Handstück überzeugt durch seine optimale Ergonomie und exzellente Leistungsfähigkeit, die den hohen Anforderungen moderner chirurgischer Verfahren gerecht werden.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Winkelgeometrie:** Das Winkelstück ermöglicht einen optimalen Zugang zu schwer erreichbaren Operationsstellen und sorgt für eine präzise Handhabung während der Anwendung.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien garantiert das GB534R eine lange Lebensdauer sowie eine zuverlässige Leistung auch bei intensivem Gebrauch.
- **Kompatibilität:** Das Handstück ist kompatibel mit einer Vielzahl von Aesculap-Antrieben und -Instrumenten, was eine flexible Integration in bestehende OP-Setups ermöglicht.
- **Ergonomisches Design:** Die Form des Handstücks unterstützt eine ermüdungsfreie Handhabung und erhöht dadurch die Präzision und Sicherheit während chirurgischer Eingriffe.



- **Leistungsstark und leise:** Das Winkelstück arbeitet mit hoher Drehzahl bei minimaler Geräusentwicklung, was die Konzentration des Chirurgen fördert und den OP-Ablauf verbessert.

#### **Anwendungsgebiete:**

Das Aesculap GB534R Winkelstück ist ideal geeignet für verschiedene chirurgische Fachbereiche, darunter:

- Orthopädie
- Neurochirurgie
- HNO-Chirurgie
- Allgemein Chirurgie

#### **Technische Daten:**

- Drehzahlbereich: kompatibel mit Standard-Aesculap-Antrieben
- Winkel: exakt auf chirurgische Anforderungen abgestimmt
- Material: rostfreier, medizinisch zertifizierter Edelstahl
- Sterilisierbar: autoklavierbar für hygienisch einwandfreie Wiederverwendung

Das **Aesculap GB534R GB 534 R Angled Handpiece** stellt somit eine zuverlässige und präzise Komponente für moderne chirurgische Instrumentensets dar. Es unterstützt Chirurgen dabei, anspruchsvolle Eingriffe sicher und effizient durchzuführen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

