



**AESCULAP GN200 GN 200 LEKTRAFUSE RF  
GENERATOR HF GENERATOR BIPOLAR ESU  
ELECTROSURGICAL**

**SKU:** DZ052025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#), [Op & Chirurgie  
Ausstattung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der Aesculap GN200 Lektrafuse RF Generator ist ein hochentwickeltes, bipolares Hochfrequenz-Elektrochirurgiegerät, das speziell für die Gefäßversiegelung und -teilung in offenen und minimal-invasiven chirurgischen Eingriffen entwickelt wurde.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

