



[AESCULAP HILAN 3529R + GA522R + GA520R + MICROLAN](#)

SKU: BY032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Aesculap HiLAN 3529R in Kombination mit **GA522R**, **GA520R** und *Microlan* bietet eine präzise und zuverlässige Lösung für chirurgische Anwendungen, die höchste Anforderungen an Qualität und Funktionalität erfüllt. Dieses System zeichnet sich durch seine ergonomische Bauweise und langlebige Materialien aus, die eine optimale Handhabung und Sicherheit im OP gewährleisten.



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Set **Aesculap HiLAN 3529R + GA522R + GA520R + Microlan** stellt eine hochwertige Kombination chirurgischer Instrumente dar, die speziell für präzise und sichere Eingriffe in der minimalinvasiven Chirurgie entwickelt wurden. Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt, um eine optimale Handhabung, Funktionalität und Langlebigkeit zu gewährleisten.

HiLAN 3529R

Dieses Instrument zeichnet sich durch seine ergonomische Bauweise und höchste Präzision aus. Es ermöglicht eine exakte Gewebemanipulation bei laparoskopischen Operationen. Das robuste Material garantiert eine lange Lebensdauer und einfache Sterilisierbarkeit.

GA522R

Der GA522R ist ein vielseitiges Instrument, das speziell für feine Dissektionen und präzises Schneiden konzipiert wurde. Durch seine optimale Balance und Griffigkeit unterstützt es den Chirurgen bei komplexen Operationen mit



maximaler Kontrolle.

GA520R

Dieses Instrument ergänzt das Set durch seine Fähigkeit, Gewebe sicher zu greifen und zu halten, ohne Schäden zu verursachen. Die spezielle Oberflächenbeschichtung sorgt für einen festen Halt und minimiert das Abrutschen während des Eingriffs.

Microlan

Microlan ist eine innovative Technologie zur Instrumentenreinigung und -pflege, die im Set enthalten ist. Sie gewährleistet durch fortschrittliche Reinigungstechniken eine effektive Entfernung von biologischen Rückständen und verlängert so die Lebensdauer der Instrumente.

Zusammenfassung der Vorteile:

- Hochwertige Materialien für Langlebigkeit und Sterilisierbarkeit
- Ergonomisches Design für optimale Handhabung und Präzision
- Vielseitige Instrumente für unterschiedliche chirurgische Anwendungen
- Innovative Reinigungstechnologie durch Microlan für hygienische Sicherheit
- Perfekt aufeinander abgestimmtes Set für minimalinvasive Eingriffe

Das **Aesculap HiLAN 3529R + GA522R + GA520R + Microlan**-Set ist somit eine erstklassige Wahl für Chirurgen, die Wert auf Qualität, Funktionalität und Sicherheit in der minimalinvasiven Chirurgie legen. Es unterstützt eine präzise und effiziente Durchführung von Operationen und trägt zur bestmöglichen Patientenversorgung bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

