



**AESCULAP HILAN GA 521 + GA464R
SCHLAUCH + GA513R + GB531R + GB532R +
GB530R + HILAN 2298 SET**

SKU: M082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Aesculap HiLan GA 521 + GA464R Schlauch + GA513R + GB531R + GB532R + GB530R + HiLan 2298 Set bietet ein hochwertiges, medizinisch präzises Instrumenten- und Zubehörset für chirurgische Anwendungen, das durch optimale Kompatibilität und Langlebigkeit besticht. Die Kombination aus robusten Schläuchen und vielseitigen Komponenten gewährleistet eine sichere und effiziente Handhabung im klinischen Alltag.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

