



[AESCULAP HILAN GA520R GA 520 R AUFSATZ](#)

SKU: BO032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap HILAN GA520R** (oft auch als **GA 520 R** gelistet) ist ein **spezielles Handstück bzw. ein Bohr- und Sägeaufsatz, der primär für die Verwendung mit den pneumatischen Antriebssystemen der Aesculap HiLAN-Serie konzipiert ist**. Er zeichnet sich durch seine Robustheit und Eignung für neurochirurgische oder orthopädische Eingriffe aus.

Technische Merkmale & Kompatibilität

Das Handstück ist Teil des modularen Systems von B. Braun Aesculap:

- **Systemzugehörigkeit:** Kompatibel mit allen **HiLAN**-Druckluftmotoren (z. B. GA740R) sowie mit dem **HiLAN XS**-System.
- **Eigenschaften:** Das Gerät ist für die mechanische Reinigung sowie die Sterilisation im Autoklaven geeignet. Laut Fachhändlern wie MTC Hamburg bietet die GA-Serie eine hohe Präzision und Langlebigkeit für den klinischen Einsatz.
- **Anwendung:** Diese Aufsätze werden häufig als Perforator-Handstücke oder zum Bohren in der Schädelchirurgie (Neurochirurgie) eingesetzt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

