



[AESCULAP HILAN GA520R GA C520 R](#)

SKU: BW032025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op Instrumente](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap HiLAN GA520R** (oft auch als GA 520 R oder GA C520 R bezeichnet) ist ein **spezielles chirurgisches Handstück bzw. ein Bohr- und Sägaufsatz für pneumatische Antriebssysteme**. Er gehört zur HiLAN-Serie von B. Braun Aesculap und wird vorwiegend in der Neurochirurgie und Orthopädie eingesetzt.

Technische Merkmale & Verwendung

- **Systemkompatibilität:** Der Aufsatz ist für die Verwendung mit den pneumatischen (druckluftbetriebenen) Motoren der **Aesculap HiLAN-Serie** konzipiert.
- **Einsatzgebiete:** Durch seine robuste Bauweise eignet er sich besonders für präzise Arbeiten bei neurochirurgischen oder orthopädischen Eingriffen.
- **Zubehör:** Er wird häufig in Kombination mit anderen Komponenten wie dem HiLAN-Motor 3529R oder anderen Aufsätzen (z. B. GA522R) in Sets verwendet.

Erwerb und Zustand

Da es sich um eine spezifische Komponente eines älteren oder etablierten Systems handelt, wird das Produkt häufig auf dem Gebrauchtmittelmarkt für Medizintechnik angeboten:

- **Verfügbarkeit:** Gebrauchte und überholte Modelle sind bei spezialisierten Händlern wie [MTC Hamburg](#) oder Plattformen wie [Bimedix](#) zu finden.
- **Preisbeispiel:** Gebrauchte Einheiten werden auf Plattformen wie eBay für ca. **550,00 €** angeboten.

Zusammenfassung der Varianten

Die Bezeichnungen GA520R und GA 520 R beziehen sich auf denselben Aufsatztyp innerhalb des modularen Aesculap-Systems. Er dient als Schnittstelle zwischen dem Druckluftmotor und dem eigentlichen chirurgischen Werkzeug (z. B. Fräser oder Bohrer).



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

