



## [AESCULAP JK171 MINI-CONTAINER DECKEL BLAU](#)

**SKU:** AK112025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap JK171 Mini-Container Deckel in Blau** ist ein hochwertiges Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieser Deckel gewährleistet eine sichere und hygienische Verschließung von Mini-Containern, die häufig zur Aufbewahrung und Entsorgung von chirurgischen Instrumenten, Kleinteilen oder biologischem Material verwendet werden.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Passgenauigkeit:** Der Deckel ist exakt auf den Aesculap Mini-Container abgestimmt und sorgt für einen festen, sicheren Sitz, der ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert.
- **Hygienische Sicherheit:** Durch die zuverlässige Abdichtung wird das Austreten von Flüssigkeiten und Kontaminationen vermieden, was besonders im medizinischen Umfeld von großer Bedeutung ist.
- **Materialqualität:** Gefertigt aus robustem, biokompatiblen Kunststoff, der den Anforderungen des klinischen Alltags standhält und eine lange Lebensdauer garantiert.
- **Farbkodierung:** Der blaue Farbton dient zur einfachen Identifikation und unterstützt die Organisation im Labor oder OP-Bereich.
- **Einfache Handhabung:** Der Deckel lässt sich leicht aufsetzen und abnehmen, was eine effiziente Nutzung während des Arbeitsprozesses ermöglicht.

**Anwendungsbereiche:** Der Aesculap JK171 Mini-Container Deckel Blau ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Chirurgischen Einrichtungen
- Labors
- Ambulanten Praxen



- Medizinischen Forschungseinrichtungen

Zusammenfassend bietet der **Aesculap JK171 Mini-Container Deckel Blau** eine zuverlässige, hygienische und praktische Lösung zur sicheren Verschließung von Mini-Containern. Seine hohe Qualität und die einfache Handhabung machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil im medizinischen Alltag.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

