



[AESCULAP JK442 - 486 STERIKONTAINER - KONTAINER](#)

SKU: EA082025

zzgl. [Versandkosten](#)

Aesculap JK442 - 486 Sterikontainer ist ein hochwertiger Sterilisationsbehälter aus robustem, medizinischem Edelstahl, der eine sichere und hygienische Aufbewahrung von chirurgischen Instrumenten während des Sterilisationsprozesses gewährleistet. Das präzise gefertigte Design sorgt für optimale Sterilität und einfache Handhabung im klinischen Alltag.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap JK442 - 486 Sterikontainer** ist ein hochwertiger und zuverlässiger Sterilisationsbehälter, der speziell für den sicheren Transport und die Lagerung von chirurgischen Instrumenten und medizinischem Gerät konzipiert wurde. Dieses Produkt zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und seine hohe Funktionalität in medizinischen Einrichtungen aus.

Material und Verarbeitung:

Der Sterikontainer besteht aus langlebigem, korrosionsbeständigem Edelstahl, der eine lange Lebensdauer garantiert und den hohen Anforderungen im Krankenhausalltag standhält. Die präzise Verarbeitung sorgt für eine optimale Abdichtung und schützt die enthaltenen Instrumente effektiv vor Kontaminationen.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Sichere Sterilisation:** Durch das spezielle Design ermöglicht der Kontainer eine gleichmäßige Dampfzirkulation während des Sterilisationsprozesses in Autoklaven.



- **Vielseitigkeit:** Geeignet für verschiedene Instrumentensets und medizinische Geräte, dank der standardisierten Maße und Innenaufteilung.
- **Komfortable Handhabung:** Ergonomische Griffe erleichtern den Transport und die Handhabung im OP- und Sterilisationsbereich.
- **Leichte Reinigung:** Die glatten Oberflächen und das hochwertige Material ermöglichen eine einfache und gründliche Reinigung und Desinfektion.
- **Nachhaltigkeit:** Wiederverwendbar und robust, reduziert der Einsatz dieses Sterikontainers den Verbrauch von Einwegverpackungen.

Anwendungsbereiche:

Der Aesculap JK442 - 486 Sterikontainer wird vor allem in Krankenhäusern, Kliniken, ambulanten Operationszentren und anderen medizinischen Einrichtungen eingesetzt, in denen höchste Anforderungen an Hygiene und Sterilität gestellt werden. Er eignet sich ideal für die sichere Aufbewahrung und den Transport von sterilen chirurgischen Instrumenten vor, während und nach dem Sterilisationsprozess.

Technische Daten:

- Modellnummer: JK442 - 486
- Material: Edelstahl, korrosionsbeständig
- Abmessungen: Standardisierte Maße für Kompatibilität mit gängigen Sterilisationsgeräten
- Verschlusssystem: Sicherer und doppelter Verschlussmechanismus zur Vermeidung von Kontaminationen

Der **Aesculap JK442 - 486 Sterikontainer** ist somit eine unverzichtbare Komponente im Bereich der medizinischen Sterilgutversorgung und trägt maßgeblich zur Aufrechterhaltung höchster Hygienestandards bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

