



AESCULAP JK442 STERIBOX
STERIKONTAINER -
STERILISATIONSBEHÄLTER CA 59 X 27 X 15

SKU: IG082025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Aesculap JK442 Steribox Sterikontainer ist ein robuster Sterilisationsbehälter mit den Maßen ca. 59 x 27 x 15 cm, der eine sichere und hygienische Lagerung sowie den Transport steriler Instrumente gewährleistet. Das hochwertige Material garantiert optimale Sterilisationsbedingungen und schützt zuverlässig vor Kontamination.



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap JK442 Steribox Sterikontainer** ist ein hochwertiger Sterilisationsbehälter, der speziell für den sicheren Transport und die Aufbewahrung von sterilen medizinischen Instrumenten entwickelt wurde. Mit seinen kompakten Abmessungen von ca. **59 x 27 x 15 cm** eignet er sich ideal für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen und Operationssälen.

Dieses Sterilisationsgefäß zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus langlebigem, korrosionsbeständigem Edelstahl, gewährleistet der Sterikontainer eine langanhaltende Nutzbarkeit selbst unter häufigem Einsatz.
- **Optimale Belüftung:** Spezielle Belüftungsöffnungen ermöglichen eine effektive Dampfdurchdringung während des Sterilisationsprozesses, ohne die Sterilität der Instrumente zu beeinträchtigen.
- **Sichere Verschlussmechanismen:** Der Behälter ist mit zuverlässigen Verschlüssen ausgestattet, die ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindern und somit die Sterilität während Transport und Lagerung garantieren.



- **Übersichtliche Instrumentenorganisation:** Innenraumgestaltung erlaubt eine geordnete Anordnung der Instrumente, was die Handhabung und schnelle Identifikation erleichtert.
- **Einfache Reinigung:** Glatte Oberflächen und abgerundete Ecken ermöglichen eine gründliche und hygienische Reinigung des Behälters.

Der Aesculap JK442 Steribox Sterikontainer ist kompatibel mit gängigen Sterilisationsverfahren wie Dampfsterilisation (Autoklav) und garantiert eine zuverlässige Aufrechterhaltung der Sterilität. Er unterstützt damit maßgeblich die Einhaltung strenger Hygiene- und Sicherheitsstandards im medizinischen Alltag.

Zusammenfassung der wichtigsten Vorteile:

- Langlebiger Edelstahlbehälter
- Effiziente Dampfdurchlässigkeit
- Sichere und einfache Handhabung
- Optimale Instrumentenorganisation
- Kompatibel mit Standard-Sterilisationsverfahren

Mit dem Aesculap JK442 Steribox Sterikontainer investieren Sie in ein zuverlässiges Produkt, das die Sterilität Ihrer medizinischen Instrumente sicherstellt und somit einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit leistet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

