



[AESCULAP LADEGERÄT FÜR GA616 GA626 GA646](#)

SKU: LX012025

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Aesculap Ladegerät für GA616, GA626 und GA646 ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Wiederaufladung der chirurgischen Geräte, um einen unterbrechungsfreien Einsatz im medizinischen Alltag zu gewährleisten. Es überzeugt durch hohe Kompatibilität und Langlebigkeit.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#),
[Unkategorisiert](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

