



[AESCULAP LP 71 D - LP71D](#) [CORTICALISSCHRAUBEN +](#) [SPONGIOSASCHRAUBEN](#)

SKU: KW052025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#),
[Orthopädie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Aesculap LP 71 D** stellt eine innovative Lösung im Bereich der Osteosynthese dar und umfasst sowohl **Kortikalisschrauben** als auch **Spongiosaschrauben**, die speziell für die sichere und stabile Fixierung von Knochenfragmenten entwickelt wurden.

Produktmerkmale:

- **Materialqualität:** Hergestellt aus hochfestem, biokompatiblen Edelstahl oder Titan, gewährleisten die Schrauben eine optimale Verträglichkeit und Langzeitstabilität.
- **Kortikalisschrauben:** Diese Schrauben sind für die Anwendung im kortikalen Knochenbereich konzipiert. Sie besitzen ein feines Gewinde, das eine sichere Verankerung im dichten Kortikalknochen ermöglicht und so eine hervorragende Stabilität bietet.
- **Spongiosaschrauben:** Die Spongiosaschrauben verfügen über ein grobes Gewinde, das speziell auf die weiche, poröse Struktur des Spongiosaknochens abgestimmt ist. Dies fördert eine optimale Verankerung und Knochenintegration.
- **Vielseitigkeit:** Die Kombination beider Schraubentypen erlaubt eine flexible Anwendung in unterschiedlichen anatomischen Regionen und Frakturtypen.
- **Präzise Passform:** Durch die sorgfältige Fertigung und das präzise Gewindedesign wird eine optimale Kraftübertragung und minimale Gewebelastung sichergestellt.

Anwendungsgebiete:



- Fixierung von Frakturen im Bereich der langen Röhrenknochen
- Rekonstruktion und Stabilisierung bei komplexen Knochenverletzungen
- Orthopädische und traumatologische Eingriffe, bei denen eine zuverlässige Knochenfixation notwendig ist

Vorteile der Aesculap LP 71 D Kortikalisschrauben und Spongiosaschrauben:

- Hohe mechanische Stabilität und Belastbarkeit
- Optimale Anpassung an unterschiedliche Knochenstrukturen
- Minimale Gewebeschädigung durch präzises Gewindedesign
- Erleichterte Handhabung und sichere Implantation für den Chirurgen
- Langfristige Zuverlässigkeit durch hochwertige Materialien

Die **Aesculap LP 71 D** Kortikalisschrauben und Spongiosaschrauben sind somit eine exzellente Wahl für Fachärzte im Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie, die Wert auf Qualität, Präzision und Sicherheit bei der Knochenfixierung legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

