



**[AESCULAP PE514A OPTIK HD OPTIK 30°  
10MM LAPARASKOP](#)**

**SKU:** EY072025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Aesculap PE514A HD Laparoskop** mit 30° Optik und 10 mm Durchmesser bietet eine hochauflösende Bildqualität für präzise minimalinvasive Eingriffe. Das robuste Design gewährleistet optimale Lichtführung und eine hervorragende Sicht bei laparoskopischen Operationen.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

