



## [AESCULAP PE909A OPTIK HD OPTIK 30° 10MM LAPAROSKOP](#)

**SKU:** AI052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Aesculap PE909A Laparoskop** verfügt über eine hochwertige HD-Optik mit 30° Blickwinkel und 10 mm Durchmesser, die eine präzise und klare Visualisierung während minimalinvasiver Eingriffe ermöglicht. Dieses Instrument steht für erstklassige Bildqualität und zuverlässige Ergonomie im chirurgischen Einsatz.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Aesculap PE909A Optik HD Optik 30° 10mm Laparoskop** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das speziell für die minimalinvasive Chirurgie entwickelt wurde. Es ermöglicht Chirurgen eine präzise und detaillierte Sicht auf das Operationsfeld und unterstützt somit eine sichere und effiziente Durchführung laparoskopischer Eingriffe.

#### Produktmerkmale:

- **Blickwinkel:** 30° – ermöglicht eine optimale Sicht auf schwer zugängliche anatomische Strukturen.
- **Durchmesser:** 10 mm – Standardgröße für vielseitige Anwendungen in der Laparoskopie.
- **HD-Optik:** Hochauflösende Bildqualität für klare und kontrastreiche Darstellung, die chirurgische Präzision unterstützt.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und zuverlässige Performance garantieren.
- **Kompatibilität:** Passend für gängige Laparoskopie-Systeme und Endoskope, was flexible

Einsatzmöglichkeiten bietet.

### **Anwendungsgebiete:**

Das Aesculap PE909A Laparoskop wird in verschiedenen chirurgischen Disziplinen eingesetzt, darunter:

- Allgemeinchirurgie
- Gynäkologie
- Urologie
- Viszeralchirurgie

Es unterstützt insbesondere Eingriffe, bei denen eine exzellente optische Darstellung bei geringem operativem Trauma erforderlich ist.

### **Vorteile im Überblick:**

- Ermöglicht präzise Diagnostik und operative Maßnahmen durch exzellente Bildqualität.
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung während langanhaltender Operationen.
- Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Endoskopie-Systemen.
- Leicht zu reinigen und sterilisationstauglich für den sicheren Wiederverwendungseinsatz.

Das **Aesculap PE909A Optik HD Optik 30° 10mm Laparoskop** stellt somit eine unverzichtbare Komponente für moderne, minimalinvasive Operationstechniken dar und unterstützt Chirurgen dabei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

