



[AESCULAP RT040R UNITRAC SUPPORT ARM + RT090R BEFESTIGUNG](#)

SKU: DH102024-k

zzgl. [Versandkosten](#)

Aesculap RT040R Unitrac Support Arm in Kombination mit der **RT090R Befestigung** bietet eine stabile und flexible Lösung zur sicheren Positionierung chirurgischer Instrumente. Das robuste Design gewährleistet präzise Handhabung und optimale Ergonomie im Operationssaal.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Aesculap RT040R Unitrac Support Arm** in Kombination mit der **RT090R Befestigung** stellt eine hochwertige Lösung für die sichere und flexible Positionierung medizinischer Instrumente und Ausstattungen im Operationssaal dar. Dieses System wurde speziell entwickelt, um eine präzise und stabile Unterstützung zu gewährleisten und gleichzeitig eine einfache Handhabung für das medizinische Fachpersonal zu ermöglichen.

Eigenschaften des Aesculap RT040R Unitrac Support Arms:

- **Robuste Konstruktion:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet der Support Arm eine langlebige und zuverlässige Stabilität während operativer Eingriffe.
- **Flexible Beweglichkeit:** Der Unitrac Support Arm ermöglicht eine vielseitige Positionierung durch mehrere Gelenkverbindungen, sodass Instrumente optimal ausgerichtet werden können.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Die ergonomische Gestaltung erlaubt eine schnelle Anpassung der Armposition ohne großen Kraftaufwand oder Unterbrechung des Arbeitsablaufs.
- **Kompatibilität:** Speziell konzipiert für den Einsatz mit Aesculap Unitrac-Systemen und weiteren medizinischen Halterungen, die eine modulare Erweiterung des OP-Setups ermöglichen.



Vorteile der RT090R Befestigung:

- **Sichere Montage:** Die RT090R Befestigung gewährleistet eine stabile Verankerung des Support Arms an OP-Tischen oder anderen geeigneten Trägerstrukturen.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Anpassbar an verschiedene Tischtypen und OP-Umgebungen, bietet die Befestigung Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Hergestellt aus widerstandsfähigen Materialien, garantiert sie eine dauerhafte Nutzung ohne Leistungseinbußen.

Anwendungsbereiche:

Das Set aus Unitrac Support Arm RT040R und Befestigung RT090R eignet sich ideal für die Positionierung von chirurgischen Instrumenten, Beleuchtungssystemen oder Monitoren in unterschiedlichsten operativen Disziplinen. Durch die einfache Justierbarkeit und stabile Befestigung unterstützt es die Optimierung des Arbeitsumfeldes und trägt zur Effizienz und Sicherheit im OP bei.

Fazit:

Das Aesculap RT040R Unitrac Support Arm System mit RT090R Befestigung kombiniert ergonomisches Design, hohe Stabilität und flexible Einsatzmöglichkeiten. Es ist eine unverzichtbare Komponente für moderne Operationssäle, die Wert auf präzise Positionierung und sichere Befestigung legen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

5 kg



GALLERIE

