



[AESCULAP VISION 2.0 EV2-000054 - OPTIK - 10 MM](#)

SKU: BM052025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Aesculap Vision 2.0 EV2-000054 ist eine hochwertige 10 mm Optik, die präzise Bildgebung für minimalinvasive Eingriffe gewährleistet. Mit ihrer robusten Bauweise und exzellenter Lichtdurchlässigkeit unterstützt sie Chirurgen bei optimaler Visualisierung im Operationsfeld.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Aesculap Vision 2.0 EV2-000054 ist ein 3D-fähiges Endoskop mit einem Durchmesser von 10 mm und einem Blickwinkel von 30°, das speziell für die Verwendung mit dem EinsteinVision® 2.0 System entwickelt wurde. Es bietet hochauflösende 3D-Bildgebung für minimalinvasive chirurgische Eingriffe in Bereichen wie Allgemeinchirurgie, Urologie, Gynäkologie und Kardiologie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

