



[AGA 1062/E ELEKTRISCH VERSTELLBARER KIPPTISCH](#)

SKU: AF042017

444,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Der Kipptisch **KT-1062/E** ist mit einem Motor, für die elektromotorische Neigungsverstellung (+74° bis -20°) ausgestattet. Die Polsterauflage hat in der waagerechten Stellung eine Höhe von 730 mm.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kipptisch **KT-1062/E** ist mit einem Motor, für die elektromotorische Neigungsverstellung (+74° bis -20°) ausgestattet. Die Polsterauflage hat in der waagerechten Stellung eine Höhe von 730 mm.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

80 kg



GALLERIE

