




[AGFA CR MM3.0 MAMMO CASSETTE 24 X 30](#)

SKU: BG042016 // BH042016 // BI042016

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Agfa CR MM3.0 Mammo Cassette 24 x 30** ist speziell für die digitale Mammographie entwickelt und gewährleistet eine hohe Bildqualität bei minimaler Strahlenbelastung. Sie ist kompatibel mit CR-Systemen und ermöglicht präzise Diagnosen durch optimale Detektion feiner Details.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Agfa CR MM3.0 Mammo Cassette 24 x 30** ist speziell entwickelt für die Verwendung in der digitalen Mammographie, um eine hochqualitative Bildgebung bei Brustuntersuchungen sicherzustellen. Sie eignet sich ideal für die Erfassung von Röntgenbildern mit höchster Präzision und optimaler Detailwiedergabe.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Optimale Größe:** Die Kassette im Format 24 x 30 cm ist perfekt auf die Anforderungen der Mammographie abgestimmt und ermöglicht eine vollständige Abdeckung der Brustregion.
- **Hohe Bildqualität:** Durch den Einsatz modernster Speicherfolientechnologie werden scharfe, kontrastreiche Bilder mit feiner Detailauflösung erzeugt, die eine präzise Diagnostik unterstützen.
- **Kompatibilität:** Die Kassette ist kompatibel mit Agfa Computed Radiography (CR) Systemen, insbesondere mit der CR MM3.0 Technologie, und gewährleistet eine reibungslose Integration in bestehende Arbeitsabläufe.
- **Robustes Design:** Die Kassette ist robust konstruiert, um den Anforderungen im klinischen Alltag standzuhalten und eine lange Lebensdauer sicherzustellen.
- **Einfache Handhabung:** Das ergonomische Design ermöglicht eine komfortable Positionierung und



Handhabung während der Untersuchung, was zu einer verbesserten Patientenerfahrung beiträgt.

Anwendungsgebiete:

Die Agfa CR MM3.0 Mammo Cassette 24 x 30 ist speziell für die digitale Brustbildgebung konzipiert und wird in der Mammographie zur Früherkennung und Diagnostik von Brustkrebs sowie anderen Brustveränderungen eingesetzt. Sie unterstützt Radiologen dabei, präzise und zuverlässige Befunde zu erstellen.

Fazit:

Mit der Agfa CR MM3.0 Mammo Cassette 24 x 30 erhalten medizinische Einrichtungen ein hochwertiges Zubehörprodukt, das durch exzellente Bildqualität, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit überzeugt. Dieses Produkt ist ein essenzieller Bestandteil moderner Mammographiesysteme und trägt maßgeblich zur Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

