




## [AGFA DRYSTAR 5503 DRUCKER](#)

SKU: NG012025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Agfa Drystar 5503 Drucker** ist ein hochpräziser, schneller Trockendrucker, der speziell für die medizinische Bildgebung entwickelt wurde und eine hervorragende Bildqualität bei minimalem Wartungsaufwand bietet. Er gewährleistet zuverlässige und detailgetreue Ausdrücke für den klinischen Einsatz.



---

Categories: [Drucker](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Agfa Drystar 5503 Drucker** ist ein hochmodernes, thermisches Trockenfilmsystem, das speziell für den Einsatz in der medizinischen Bildgebung entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht die präzise und zuverlässige Herstellung von hochwertigen diagnostischen Filmen, die in radiologischen Einrichtungen, Kliniken und medizinischen Laboren unverzichtbar sind.

Durch den Einsatz der innovativen **Thermotechnologie** bietet der Drystar 5503 eine exzellente Bildqualität mit scharfen Details und hohem Kontrast, was eine sichere Befundung unterstützt. Die Trockenfilmmethode eliminiert den Bedarf an chemischen Entwicklerlösungen, was nicht nur die Umwelt schont, sondern auch den Wartungsaufwand und die Betriebskosten deutlich reduziert.

### Wesentliche Merkmale und Vorteile des Agfa Drystar 5503 Druckers:

- **Hohe Druckgeschwindigkeit:** Ermöglicht eine zügige Ausgabe von bis zu 104 Filmen pro Stunde, was den Arbeitsablauf in der Klinik optimiert.
- **Vielseitige Medienkompatibilität:** Unterstützt verschiedene Filmformate und -typen, einschließlich Agfa Drystar Filme, für eine flexible Anwendung.



- **Präzise Bildwiedergabe:** Sorgt für eine exakte Reproduktion von Graustufen und feinen Details, die für die diagnostische Bildgebung essentiell sind.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Bedienoberfläche und einfache Medienhandhabung erleichtern den Alltag in der radiologischen Praxis.
- **Zuverlässiger Betrieb:** Robuste Bauweise und bewährte Technik gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer des Geräts.
- **Umweltfreundlich:** Trockenfilm-Technologie ohne Einsatz von Chemikalien reduziert Umweltbelastungen und Entsorgungskosten.

Der Agfa Drystar 5503 Drucker ist optimal geeignet für die Integration in bestehende PACS- und RIS-Systeme, wodurch eine nahtlose digitale Workflow-Integration möglich ist. Mit seiner Kombination aus hoher Leistung, Qualität und Wirtschaftlichkeit stellt dieses Gerät eine wertvolle Investition für medizinische Einrichtungen dar, die Wert auf präzise diagnostische Ergebnisse legen.

#### **Technische Spezifikationen (Auszug):**

- Druckverfahren: Thermischer Direktdruck
- Druckgeschwindigkeit: Bis zu 104 Filme/Stunde
- Filmformate: Verschiedene, z.B. 8"x10", 11"x14" usw.
- Medientyp: Agfa Drystar Trockenfilme
- Anschlüsse: Netzwerkfähig für Integration in PACS/RIS
- Abmessungen (B x T x H): Ca. 48 x 60 x 42 cm
- Gewicht: Ca. 40 kg

Zusammenfassend ist der **Agfa Drystar 5503 Drucker** eine erstklassige Lösung für die effiziente und umweltfreundliche Erstellung medizinischer Bildfilme mit höchster Bildqualität und Zuverlässigkeit.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

