



ALARIS CAREFUSION ALARIS CC GUARDRAILS PLUS SPRITZENPUMPE

SKU: DW082025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Infusoren und Perfusoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Alaris Carefusion Alaris CC Guardrails Plus Spritzenpumpe** ist ein hochmodernes Infusionsgerät, das speziell für den sicheren und präzisen Einsatz in klinischen Umgebungen entwickelt wurde. Sie ermöglicht die kontrollierte Verabreichung von Medikamenten und Flüssigkeiten über Spritzen und ist besonders geeignet für die Anwendung auf Intensivstationen, in der Anästhesie sowie in der Notfallmedizin.

Durch die integrierte **Guardrails Plus Technologie** bietet die Pumpe eine erweiterte Sicherheitsebene, die das Risiko von Medikationsfehlern deutlich reduziert. Das System überwacht kontinuierlich die Infusionsparameter und warnt das medizinische Personal bei Abweichungen von voreingestellten Grenzwerten. Dies gewährleistet eine optimale Patientenversorgung und minimiert potenzielle Komplikationen.

Wesentliche Merkmale der Alaris CC Guardrails Plus Spritzenpumpe:

- **Präzise Dosierung:** Exakte Steuerung der Infusionsrate und des Volumens für eine individuelle Patientenbehandlung.
- **Guardrails Plus Sicherheitssystem:** Umfassende Überwachung mit integrierten Protokollen zur Vermeidung von Überdosierung und Fehlbedienung.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Intuitive Bedienung über ein übersichtliches Display mit klaren Anzeigen und einfacher Navigation.
- **Flexibilität:** Kompatibel mit verschiedensten Spritzengrößen und -typen, um den unterschiedlichen Anforderungen im Klinikalltag gerecht zu werden.
- **Datenmanagement:** Speicherung und Übertragung von Infusionsdaten zur lückenlosen Dokumentation und Qualitätskontrolle.
- **Robustes und kompaktes Design:** Für den mobilen Einsatz und einfache Integration in bestehende



Infusionssysteme.

Die Alaris CC Guardrails Plus Spritzenpumpe unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, **höchste Sicherheitsstandards** einzuhalten und die Therapiesicherheit für Patienten signifikant zu erhöhen. Durch die Kombination aus technischer Raffinesse und anwenderorientierter Gestaltung stellt sie eine zuverlässige Lösung für die präzise Medikamentenverabreichung dar.

Empfohlene Einsatzbereiche:

- Intensivmedizin
- Anästhesie
- Notfallstationen
- Ambulante und stationäre Pflege

Mit der Alaris Carefusion Alaris CC Guardrails Plus Spritzenpumpe investieren Sie in eine innovative und sichere Technologie, die den Anforderungen moderner klinischer Versorgungsprozesse gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

