



[ALARIS GUARDRAILS PLUS GH PUMPE](#)

SKU: JD032025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Anästhesie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Pumpe wird in der Intensivmedizin, Anästhesie, Pädiatrie und allgemeinen Patientenversorgung eingesetzt, um die kontrollierte Verabreichung von Medikamenten zu gewährleisten. Die "Guardrails"-Technologie bietet zusätzlich integrierte Sicherheitsfunktionen, wie Dosis- und Therapiebegrenzungen zur Fehlervermeidung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

