



## ALMA ARION LASERGERÄT - LASER-GERÄT MIT HANDSTÜCK

SKU: BZ112025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Lasertherapie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Alma Arion** ist ein **hocheffizienter Alexandrit-Laser**, der primär für die schnelle und dauerhafte Haarentfernung (Epilation) sowie für die Behandlung oberflächlicher vaskulärer und pigmentierter Hautveränderungen eingesetzt wird.

Technische Spezifikationen

Nach Angaben des Herstellers und Fachhändlern wie Coktas bietet das System folgende Leistungsmerkmale:

- **Wellenlänge:** Arbeitet mit **755 nm**, was als Goldstandard für die Haarentfernung bei den helleren Hauttypen I–IV gilt.
- **Pulsleistung:** Bietet eine hohe Pulsleistung (bis zu 70 Watt) bei einer Frequenz von bis zu **5 Hz**, was sehr schnelle Behandlungen ermöglicht.
- **Pulsdauer:** Variabel einstellbar von **5 bis 140 ms**, um sowohl feines Haar als auch tief liegende Wurzeln bei dunkleren Hauttypen schonend zu behandeln.
- **Spotgrößen:** Das System unterstützt Spotdurchmesser von **6 bis 16 mm** für die Epilation und kleinere Spots von **3 bis 5 mm** für vaskuläre Anwendungen.

Handstücke und Applikatoren

Das Arion-System zeichnet sich durch seine flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus:

- **Ergonomisches Handstück:** Ermöglicht laut Experten wie Prof. Mitchel Goldman präzises Arbeiten selbst an schwer zugänglichen Stellen.
- **Scanner-Option:** Für die Behandlung großer Flächen steht ein optionaler Scanner zur Verfügung, der die Behandlungszeit deutlich verkürzt.
- **Kühlung:** Um den Patientenkomfort zu erhöhen und die Haut zu schützen, kann das System mit externen Hautkühlgeräten (z. B. Zimmer Medizintechnik) kombiniert werden.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

