



## [ALOKA LINEAR 5.0 - 10.0 MHZ UST-5546](#)


SKU: G052019

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .Aloka SSD-4000 & SSD-3500

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .Aloka SSD-4000 & SSD-3500

Frequency 5- 10.0 Mhz

Anwendung. Small Part, Schilddrüse, Mamma

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt  
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

